



# Full Face

全面罩

### 订货号

产品名称	WM Nr. Size S	WM Nr. Size M	WM Nr. Size L
JOYCEeasy Nasal	WM 25510	WM 25520	WM 25530
JOYCEeasy Full Face	WM 25910	WM 25920	WM 25930

### JOYCEeasy 技术参数

	Nasal mask 鼻罩	Full face mask 全面罩
根据 93/42/EWG 标准的产品等级	II a	
尺寸 (W x H x D)	大约 80 x 130x 90 mm	大约 120x 150x 110 mm
重量	大约 72 g	大约 103 g
治疗压力范围	4 hPa 到 30 hPa	
根据 EN ISO 5356-1 标准适用的管路	Ø 22 mm (male)	
压力监测管	Ø 4 mm	
温度范围 使用 存储	+5° C 到 40 ° C -20° C 到 70 ° C	
气流阻力 当 50 l/分钟： 当 100 l/分钟：	0.16 hPa 0.64 hPa	0.3 hPa 0.53 hPa
防窒息阀气流阻力 当吸气在 50 l/min： 当呼气在 50 l/min：	- -	0.5hPa 0.5hPa
防窒息阀工作压力 打开： 关闭：	- -	≤ 1 hPa ≤ 2 hPa
根据 ISO4871 标准引用的 两个噪音值 声压级： 声功率级： 其他因素：	18 dB(A) 23 dB(A) 3 dB(A)	
使用寿命	不小于 12 个月	
应用标准	EN ISO 17510-2:2009	

德国万曼医疗器械有限公司上海代表处  
 上海市长宁区延安西路 1538 号怡德大厦 B 座 1 楼  
 T: 021-32262698(总机) / 4000-361-520(客户热线)  
 weinmann.cn



partner for life



# JOYCEeasy 系列鼻 / 面罩

德国精湛的设计与工艺，便利与舒适的极致体验







JOYCEeasy 全面罩与鼻罩

# JOYCEeasy

## 简单耐用

- 人性化设计，佩戴和脱卸面罩只需单手操作
- 鼻罩或面罩上的调节装置经过精心设计，可以很容易地调节到舒适的佩戴位置  
患者可以在佩戴面罩的状态下进行直观的操作
- 头带的内外侧采用不同的颜色，方便辨认
- 采用最新高分子材料与特殊的制造工艺，使面罩非常轻便耐用

## 使用舒适

- 德国万曼独有的 SilkTec 液体硅胶涂层技术，使面罩表面更加光滑细腻，给您的肌肤带来如丝般清爽的接触感，大大提高长期佩戴面罩的舒适度和洁净度
- 独有的超越 360°球形万向节结构使患者能够自由活动，无拘无束
- 超静音漏气系统使面罩达到业内最高等级的静音效果
- 可调节式头带保证面罩完美贴合头部曲线
- 面罩垫针对亚洲人的脸型进行优化，更大更软的鼻垫保护鼻翼，使面罩与人脸完美贴合
- 鼻面罩整体采用德国最新的小型化、轻量化、一体化设计，佩戴毫无负担



## 精心雕琢每个细节

- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>1</b> 面罩垫     | <b>6</b> 超越 360°球形万向节 |
| <b>2</b> 额垫      | <b>7</b> 超静音漏气系统      |
| <b>3</b> 前额支持调节钮 | <b>8</b> 高品质调节式头带     |
| <b>4</b> 头带搭扣    | <b>9</b> 压力监测管        |
| <b>5</b> 万能魔术贴   |                       |



# JOYCEeasy Nasal 鼻罩