

产品名称及订货号

产品名称 JOYCEone	订货号 WM 25260
------------------	-----------------

JOYCEone 技术参数

根据 93/42/EWG 标准的产品等级	II a
尺寸 (宽 x 高 x 深)	大约 96x115x83 mm
重量	87 g
治疗压力范围	4 hPa 到 30 hPa
根据 EN ISO 5356-1 标准适用的管路	Ø 22 mm (公)
压力监测管	Ø 4 mm
温度范围 使用 存储	+5° C 到 40° C -20° C 到 70° C
气流阻力 当 50 l/分钟: 当 100 l/分钟:	0.05 hPa 0.28 hPa
根据 ISO4871 标准引用的两个噪音值 声压级: 声功率级: 其他因素:	15 dB(A) 23 dB(A) 3 dB(A)
使用寿命	不小于 12 个月



JOYCEone

德国万曼医疗器械有限公司上海代表处

上海市长宁区延安西路 1538 号怡德大厦 B 座 1 楼

T: 021 3226 2698 E: info@weinmann.cn weinmann.cn

客户热线: 4000-361-520



partner for life

A Company in the Löwenstein Group
WEINMANN
medical technology

WEINMANN
medical technology



为您而创！



JOYCEone

JOYCEone 您的第一选择！

为所有脸型而创

费时费力地反复试戴面罩已经成为过去。而今，德国万曼为您隆重推出全球首款无需试戴的通气面罩——JOYCEone。历经数十年的技术积累和专业调研，JOYCEone 独特的设计能完美贴合几乎所有人的脸型，真正做到为您而创！

兼顾舒适与疗效

面罩垫针对亚洲人的脸型优化，一体成型，适应不同患者的鼻型和尺寸。

额垫拥有硅胶弹簧智能支撑系统，能够自动调节与额部的适当距离。

另外，JOYCEone 的工作噪音低至 23 分贝，几乎可被忽略，确保安静的睡眠环境。

悉心设计每个细节！

当您看到 JOYCEone 时，一定会对它一见倾心！我们为您考虑超越完美贴合与极致舒适的更多细节。头带正反面及两侧的快速脱卸搭扣采用不同颜色标识设计，使面罩组装、拆卸、清洁毫不费力。

JOYCEone，集众多优点于一身：

- 一个面罩尺寸，适合几乎所有脸型，无需试戴即可使用
- 面罩垫 **1** 和自动前额支撑调整系统 **3** 能简化佩戴流程
- 头带和快速脱卸搭扣的颜色标识设计易于分辨和组装 **4**
- 多点侧向排气阀设计，确保安静睡眠环境 **7**
- 采用世界一流材料，坚韧耐用，源自德国的高品质保证

SilkTec 丝绸表面处理工艺

德国万曼独有的 SilkTec 液体硅胶涂层技术，使面罩垫和额垫表面更加光滑细腻，为您的肌肤带来丝般滑爽的触感，提高长期佩戴面罩的舒适度和洁净度。



JOYCEone nasal

一个尺寸
适合几乎所有鼻型



- 1** 面罩垫
- 2** 额垫
- 3** 自动前额支撑调整系统
- 4** 快速脱卸搭扣
- 5** 头带调节魔术贴
- 6** 超越 360 度球形万向节
- 7** 多点侧向排气阀
- 8** 防洗脱近端供氧接口



JOYCEone Nasal 鼻罩